

蛋白質分析

經、典、——再進化

Protein Analysis—from Protein Staining
to Western blot & Antibody Select



期間限定 4/1~5/31

優惠一 滿 **20,000** 元：送電影票10張

優惠二 滿 **40,000** 元：送電影票10張 + Cool Rack, 15well (貨號BCS-125)



▲ 威秀電影票



◀ Cool Rack, 15well
(顏色為隨機出貨)

[註1] 滿額贈獎資格者，須於活動截止日前完成出貨並隨或開立發票者，始符合資格。

[註2] 贈品為隨機出貨，如遇贈品缺貨，盟基生技保留更換等值贈品之權利，恕不另行通知。

[註3] 僅此份促銷傳單上之商品/服務可列入累積金額，其他品項恕不列入。

[註4] 本抽獎活動為區域限定：苗栗(含)以北區域。

[註5] 滿額贈優惠方案擇一，不得累計。

Code:2021Q204-4




Prestained Protein Marker

Omics Bio
Always think your experiments step ahead

AccuRuler RGB Prestained Protein Ladders

(#02101-250)




盟基
人氣款

GenScript
Make Research Easy

BLUelf Prestained Protein Marker

(#M00624-250)




四種顏色
最清晰

4-20% Bis-Tris

GenScript
Make Research Easy

WB-MASTER Protein Standard

(#M00521)



WB膠片/
拍照時
直接顯影

貨號	品名	包裝	售價	優惠價
02101-250	AccuRuler Prestained Protein Ladder	250 uL	2,200	買1送1 買5送7 買10送18
M00624-250	BLUelf Prestained Protein Marker	250 uL	5,100	3,500
M00624-1250		250 uL x 5	20,300	12,500
M00521	WB-MASTER Protein Standard	250 uL	2,000	買2送1

Home-made 手做膠不求人

簡單做出美美的梯度膠效果


預混型蛋白膠體快速配置液

T-Pro
BIOTECHNOLOGY

創新配方，預先混合緩衝液和 acrylamide，不須接觸高濃度 acrylamide，只需加入 TEMED 和 APS 即可鑄膠*
優點：

1. 蛋白質分離效果卓越，媲美梯度膠
2. 不須外加 acrylamide
3. 15分鐘快速凝膠
4. 室溫保存至少一年
5. TGS, MOPS running 都適用**
6. 經濟划算，只須梯度膠1/5價格

買3送1



貨號	品名	包裝	售價
JB02-B008M	T-Pro EZ Gel Solution, 8%	500 mL	6,000
JB02-B010M	T-Pro EZ Gel Solution, 10%		
JB02-B012M	T-Pro EZ Gel Solution, 12%		
JB02-B015M	T-Pro EZ Gel Solution, 15%		

*提供 APS (#AB0072) 和 TEMED (# TB0508)，歡迎來電詢問。

**搭配 MOPS 效果更好，歡迎選購 T-pro MOPS/SDS running buffer (20X) (500mL, #JB07-G003)，售價\$2,500，買1送1

Precast Gel 極度追求完美

只有最好 沒有更好



SurePAGE™ precast gels (10X8)

價格最划算, 效果再升級!

✓ 應用: 蛋白質電泳預製膠, 可直接使用, 省下鑄膠時間
 ✓ 優點:

1. 高穩定性: Bis-Tris 系統, 中性 pH 值, 降低 acrylamide 水解 (4°C 保存一年)
2. 方便簡單: Well 體積大又寬, 標示清楚好 loading
3. 再現性高: 品質穩定, 批次間差異小




T-pro MOPS/SDS running buffer (20X) (500mL, #JB07-G003)


售價\$2,500, 買1送1

Electrophoresis

MOPS Buffer (#M00138, 5 pc) 適合分離 >30 kDa



MES Buffer (#M00677, 5 pc) 適合分離 <30 kDa



適用於所有電泳系統

(特定電泳槽款須搭配 adaptor 使用)

Compatible Gel Tanks

Bio-Rad Mini-PROTEAN® II & 3*

Bio-Rad Mini-PROTEAN® Tetra System*

Invitrogen Novex XCell I, II, & Surelock® (Use GenScript Gel Tank Adapter Plates)


LONZA PAGER® Minigel Chamber

Hoefer Mighty Small (SE 260/SE 250)


Hoefer Tall Mighty Small (SE 280)

*please reverse the gasket, see manual for detail

SurePAGE 和他家比, 解析度更漂亮



使用 LDS sample buffer 解析度更好



產品名稱	包裝	貨號	售價
4X LDS Sample Buffer	10 mL	M00676-10	600
	250 mL	M00676-250	5,400

% of gel	孔數	最大樣品量	建議樣品量	貨號	包裝/售價
4-12%	10, 12, 15	80, 60, 40 uL	60, 45, 30 uL	M00652, M00653, M00654	● 5組優惠價: 3,500元/盒 (原價: 3,950元/盒)
4-20%				M00655, M00656, M00657	
8-16%				M00658, M00659, M00660	
8%				M00661, M00662, M00663	
10%				M00664, M00665, M00666	
12%				M00667, M00668, M00669	

蛋白質摺疊狀態與穩定性分析

研究突變和篩選藥物與蛋白結合的必備品

GloMelt™ Thermal Shift Protein Stability Kit



✓ 用以檢測蛋白質摺疊狀態及蛋白質穩定性，應用有以下層面：


1. 優化 buffer 成分，讓蛋白質產品更穩定
2. 研究突變對於蛋白質穩定性的影響
3. 篩選小分子藥物或其他 ligand 和蛋白質的結合

✓ 優點：


1. 30分鐘以內完成
2. 無須特殊儀器，只需要 qPCR 儀器 (SYBR® Green channel)
3. 操作簡單適合大量篩選
4. 相容性高：適用 high detergent concentrations, wide pH range, reducing agents
5. 和傳統方法 (circular dichroism & differential scanning calorimetry) 相比，蛋白質用量更少

Analysis

原理示意圖




GloMelt™ dye 會結合在蛋白質疏水性區域，因此隨著溫度增加而蛋白質變性，螢光會增加。




螢光對溫度微分 (dF/dT)，最大值代表螢光變化最快的溫度，即為 Tm。

Detergent 耐受性優於他牌



以 IgG 作測試，添加 Triton 或 Tween，以 SYPRO® Orange 或 GloMelt™ 檢測，以螢光對溫度做圖。

DTT 耐受性優於他牌



以 IgG 作測試，添加 DTT，以 PROTEOSTAT® 或 GloMelt™ 檢測，以螢光對溫度做圖 (DTT 會導致蛋白質穩定性下降)。

產品名稱	包裝	貨號	售價	優惠價
GloMelt™ Thermal Shift Protein Stability Kit (No ROX)	200 assays	33021-T	12,300	9,250
	2000 assays	33021-1	28,700	21,550
GloMelt™ Thermal Shift Protein Stability Kit (With ROX)	200 assays	33022-T	13,700	10,300
	2000 assays	33022-1	30,100	22,600

新品只要
75折

傳統 WB Blocking 試劑 各種基本款, 從 BSA, Milk 到 Gelatin 應有盡有

除了上述兩種新款 Blocking reagent 之外, 盟基亦提供傳統使用的試劑, 包含 milk, BSA, gelatin, 和已經混和好緩衝液的粉末, 可直接加水使用。



分類	產品名稱	包裝	貨號	售價	優惠價
Milk	Non-Fat Powdered Milk	250g	NB0669	1,150	1,000
Gelatin	Fish Gelatin Powder	2 x 50 g	22011	3,600	2,550
	10X Fish Gelatin Blocking Agent	100ml	22010	4,000	2,800
	Gelatin	100 g/500 g	G9764	950 /3,900	850 /3,450
BSA	Albumin, heat shock isolation pH 7.0	5g/25 g/100 g	AD0023	650 /1,900/6,850	550 /1,650/6,050
BSA in buffer	PBS Blocking buffer with BSA	1PK (1L with 3% BSA)	SB0626	2,450	2,150
	TBS blocking buffer with BSA	1PK (1L with 3% BSA)	SD8113	2,450	2,150
Milk in buffer	PBS Blocking buffer with non fat milk	1PK (1L with 5% milk)	SB0625	1,250	1,100

WB 轉漬膜 Blocking

全新螢光 WB Blocking 試劑 有data就敢大聲說話, 螢光WB必備品

TrueBlack® WB Blocking Buffer Kit

✓ 應用: 螢光 Western-blotting 降低背景值 (HRP 冷光不適用)

✓ 優點:


1. 同時降低抗體 & 螢光染劑造成的非專一性背景值
2. PVDF & NC 轉漬膜皆可使用
3. 非動物性試劑, 適用所有抗體

新品只要
75折

包裝	貨號	售價	優惠價
10 preps (100 mL)	23013-T	4,800	3,600
50 preps (500 mL)	23013	18,800	14,100



降低背景值效果優於他牌



以螢光 WB 偵測 NIH-3T3 細胞中的 pErk1/2, 使用 gelatin, Odyssey® 或 TrueBlack® 做 blocking, 以 rabbit anti-pERK 一抗 & CF® 680R-Donkey anti-rabbit 二抗偵測抗原, 發現 TrueBlack® 背景值較低。

LuminolPen™ 西方墨點法冷光筆

✓ 世界首創西方墨點法專用標記筆

用於標記預染蛋白質條帶, 或者書寫記號。

呈色後直接比對目標蛋白位置

· LH03 LuminolPen: Blocking 前塗寫



VISUAL
PROTEIN



使用方式
請掃描QRcode

貨號	品名	包裝	售價
LH03-10	LuminolPen™, HRP System	可用於100片	1,500

激推!

傳統轉漬膜染色試劑 確認轉漬是否成功的WB中繼站

在 Western-blotting 中，轉漬完成後，可直接染色轉漬膜，觀察所有蛋白質的分布和表現量，也可以確認轉漬是否成功，以下三種染劑各有優缺點：



產品名稱	顏色	靈敏度	反應時間	可否去除染劑	包裝	貨號	售價	優惠價
Ponceau S solution (1X)	Red	100-250 ng	5-10 mins	YES (by water)	1 L	22001	4,800	2,950
Ponceau S Staining Solution (5X)					100 mL	PW005	1,400	1,250
Ponceau S (powder)*					25 g	PB0437	1,000	800
Protein Stain Kit for Transfer Membrane (1X)	Blue-Green	5-50 ng	5-10 mins	YES (by eliminating solution)	10 preps	BSP025	1,750	1,550
India Ink Stain Solution (5X)	Black	5 ng	2 hrs to O/N	NO	100 mL	PW006	1,750	1,550

*Ponceau S powder 可自行配置反應溶液：0.1% Ponceau S (w/v) in 5% acetic acid

[化學冷光] 靈敏度最佳

化學冷光靈敏度最高，而且訊號容易去除，membrane 可以重複標記抗體。


效果相同，價格更優惠

產品名稱	LumiFast Plus	LumiLong Plus
貨號	JT96-K002M	JT96-K004M
包裝	250mL*2/Kit	250mL*2/Kit
售價	\$3,600	\$7,560
靈敏度	ng (10 ⁻⁹)~pg (10 ⁻¹²)	pg (10 ⁻¹²)~fg (10 ⁻¹⁵)
訊號穩定度	+	+++
應用	經濟划算型，手殘也不怕失敗	偵測範圍最大，一瓶抵兩瓶

LumiLong Plus
買一送一
\$7,560
回購率100%




LumiFast Plus 高靈敏度



以293細胞萃取物為樣本並於序列稀釋後進行蛋白電泳，利用市售 ECL 與 T-pro LumiFast Plus 進行呈色顯影並觀察蛋白表現。由結果可知，T-Pro LumiFast Plus ECL 具有較高靈敏度，可偵測含量較少之蛋白樣本。

LumiLong Plus 訊號持久穩定



以293細胞萃取物為樣本並於序列稀釋後進行蛋白電泳，市售 ECL 與 T-pro LumiLong Plus Substrate 混合均勻後加入，靜置1小時後，進行呈色顯影並觀察蛋白表現。由結果可知，LumiLong Plus 的訊號持久度優於其他市售 ECL。

[呈色法] 直接觀察最方便

直接呈色最方便觀察 & 拍照記錄，不需要昂貴儀器或是暗房，而且訊號能長期保存。



類別	產品名稱	顏色	包裝	貨號	售價	優惠價
HRP substrate	TMB Stain Kit	Dark blue	5 preps	PW025	1,500	1,350
	DAB Substrate Kit	Brown	30 preps	30015	6,000	3,650
	4CN Stain Kit	Dark purple	5 preps	PW024	1,500	1,350
AP substrate	INT/BCIP Stain Kit	Brown	5 preps	PW033	1,500	1,350
	NBT/BCIP Stain Kit	Blue-purple	5 preps	PW032	1,500	1,350

蛋白質定量好幫手 Bradford & BCA assay

Bradford & BCA assay 為傳統測定蛋白質濃度的方式，優點在於方便又便宜，以可見光方式偵測。

Bradford 和 BCA assay 比較表，方便你做選擇！



	T-Pro Bradford Protein Assay kit (1X)	T-Pro BCA Protein Assay kit
Reducing agent	相容	不相容
反應時間	短 (5-10分鐘)	長 (30分鐘)
反應溫度	較方便 (室溫)	不方便 (37°C)
線性度	差	佳
偵測範圍	1-200 mg/mL	20-2000 mg/mL
貨號	JB04-D002	JB04-D001
包裝	2500 preps	2500 preps
售價	\$2,100	\$4,500

*歡迎搭配 [BSA 標準品 Albumin Standard (2.0 mg/ml) (5x1 mL, # JB04-D001C, \$1,500)]!

**強力推薦 [OmicsBio 6X Protein Loading Buffer (2ME) (10mL, #OBP210)]

Blocking救世主，只需一分鐘搞定Blocking


特點 快速有效，反應只要1分鐘

不含蛋白配方，去除惱人的蛋白交叉反應 (Cross reaction)。

可作為抗體稀釋保存劑，節省抗體用量和延長抗體保存期限，雙效合一。

應用 ELISA, Western blotting (WB), Immunohistochemistry (IHC)

訂購資訊



貨號	品名	包裝	售價
BM01-50S	BlockPRO™ 1 Min Protein-Free Blocking Buffer	50mL	\$320
BM01-500	BlockPRO™ 1 Min Protein-Free Blocking Buffer	500mL	\$3,200

OmicsBio Buffer 大集合

產品名稱	包裝	貨號	售價	優惠方案
T-Pro Laemmli (SDS sample) Reagent (reducing 4X)*	10 mL	JB06-F002	1,800	買一送一
T-Pro Laemmli (SDS sample) Reagent (non-reducing 4X)*		JB06-F003		
6X Protein Loading Buffer (2ME)*	10 mL	OBP210	1,900	
T-pro MOPS/SDS running buffer (20X)*	500 mL	JB07-G003	2,500	
4X Resolving Gel Buffer*	1 L	IB3601	1,600	5L: 買一送一 1L: 買二送一
4x Stacking Gel Buffer*		IB3611		
10X Tris Glycine buffer, (10x TG Buffer)*	1 L	IB3321	700	
	5 L	IB3322	2,100	
10X Tris-Glycine SDS Running Buffer (10X TGS Buffer)*	1 L	IB3371	700	
	5 L	IB3372	2,100	
10X Western Transfer*	1 L	IB3351	700	
	5 L	IB3352	2,100	
10X Phosphate buffered saline Buffer, pH7.4 (10x PBS Buffer)*	1 L	IB3011	700	
	5 L	IB3012	2,100	
10X Tris Buffered saline Buffer, pH7.6 (10x TBS Buffer)*	1 L	IB3051	700	
	5 L	IB3052	2,100	
10% SDS Buffer*	1 L	IB3701	3,150	
RapidStrip Western Blot Stripping Buffer	500 mL	AR0001	2,950	



高規格一級抗體



● THE ELITE Antibodies 系列


1. 高專一性: 皆為單株抗體
2. 高靈敏度: 有效降低抗體用量
3. 高親和力: 與抗原鍵結更緊密
4. 乾乾淨淨: 有效的降低背景值
5. 適用性廣: 各種應用方式皆做過確認
6. 品質穩定: 批次間差異度低
7. 長期保存: 凍乾粉末可保存長達2年

客製化抗體製備服務

GenScript 亦提供抗體客製化製備服務, 可依照客戶需求製備專一性抗體, 歡迎來電洽詢。

- (1) 實驗動物飼養管理雙認證
- (2) 交貨期超快
- (3) 獨家專利抗原分析

見證一 不同批號的抗體效果一致




使用 Western blot 證明抗體批號間效果一致

(左) 使用不同批號的 THE™ His Tag Antibody (#A00186)

(右) 使用不同批號的 THE™ DYKDDDDK Antibody (#A00187)

見證二 靈敏度和專一性無可比擬



THE™ Elite antibodies 靈敏度超高, 可減少抗體用量

(A圖) THE™ His Tag Antibody (#A00186) 比 Qiagen 抗體靈敏度更高

(B圖) THE™ GST Tag Antibody (#A00187) 可減少抗體用量

(C圖) THE™ Beta Actin Antibody (#A00702) 比 Abcam 抗體靈敏度更高

Protein analysis

● 產品列表

分類	產品名稱	貨號	包裝	定價	優惠價
Epitope Tag & Cell Marker Antibodies	THE™ His Tag Antibody, mAb, Mouse	A00186	100 ug	22,400	14,600
	THE™ c-Myc Tag Antibody, mAb, Mouse	A00704	100 ug	10,500	6,850
	THE™ DYKDDDDK Tag Antibody, mAb, Mouse	A00187	100 ug	8,300	5,400
	THE™ V5 Tag Antibody, mAb, Mouse	A01724	100 ug	13,100	8,550
	THE™ Protein C Tag Antibody (HPC4), mAb, Mouse	A01774	100 ug	20,900	13,600
	THE™ NWSHPQFEK Tag Antibody, mAb, Mouse	A01732	100 ug	19,000	12,350
	THE™ HA Tag Antibody, mAb, Mouse	A01244	100 ug	17,100	11,150
	THE™ GST Antibody, mAb, Mouse	A00865	100 ug	10,500	6,850
	THE™ GFP Antibody, pAb, Rabbit	A01704	100 ug	24,600	16,000
Loading Control Antibodies	THE™ BrdU Antibody, mAb, Mouse	A01650	100 ug	9,400	6,150
	THE™ alpha Tubulin Antibody, mAb, Mouse	A01410	100 ug	13,400	8,750
Assay Antibodies	THE™ beta Actin Antibody, mAb, Mouse	A00702	100 ug	10,500	6,850
	THE™ 25-OH Vitamin D3 Antibody (32F9C4), mAb, Mouse	V00101	100 ug	13,100	8,550
	THE™ cAMP Antibody, mAb, Mouse	A01509	100 ug	19,700	12,850
	THE™ cGMP Antibody, mAb, Mouse	A01508	100 ug	17,100	11,150
	THE™ PEG Antibody, mAb, Mouse	A01795	100 ug	8,600	5,600
	THE™ ADP Antibody, mAb, Mouse	A01799	100 ug	20,900	13,600
	THE™ Phosphotyrosine Antibody (E10) ^{plus}	A01819	100 ug	15,800	10,300

*另有 HRP, Biotin 和 螢光修飾, 歡迎來電洽詢

IHC 免疫組織染色專用一級抗體


Elabscience®

● Ready-to-Use Antibodies 系列


- ✓ 應用: 單株一抗 (unconjugated), 直接使用於 IHC (不能使用於 IF)!
- ✓ 優點: (1) 每支抗體皆經過免疫組織染色 (IHC) 確認過
(2) Ready-to-Use 包裝, 不須稀釋, 可直接染色組織
(3) 可穩定保存於 4°C 一年

全面買2送1

每支抗體皆經過免疫組織染色 (IHC) 確認過



石蠟包埋的人類肝癌組織以 E-Cadherin Monoclonal Antibody (#PA6630) 染色。



石蠟包埋的人類直腸平滑肌組織以 Beta-catenin Monoclonal Antibody (#PA6675) 染色。

Elabscience
品質保證。
效果不佳,
免費更換!

Protein analysis

Flow Cytometry 專用一級抗體

Elabscience®

● FCM Antibodies 系列

針對細胞膜表面蛋白

全面買2送1

- ✓ 應用: 螢光單株一抗, 直接用於 Flow cytometry!
- ✓ 優點: (1) 多種螢光選擇
(2) 每支抗體皆經 Flow cytometry 確認過
(3) 多螢光實驗解析度高
(4) 解析度高於他牌
(5) 螢光標記效率高於他牌


10種螢光選擇、Biotin 鍵結以及未鍵結形式

Conjugates	Ex/Em (nm)	Conjugates	Ex/Em (nm)
FITC	490/530	PerCP/Cyanine5.5	440;480;675/690
AF488	495/520	PE/Cyanine5.5	495;565/690
PE	495;565/575	PE/Cyanine7	495;565/775
APC	650/660	APC/Cyanine7	650;760/775
AF647	650/670	Biotin	x
PE/Cyanine5	495;565;655/670	Unconjugated	x
PerCP	440;480;675/675	Azide Free/Low Endotoxin	x

【熱銷品項】

物種	目標基因		
Human	CD3	CD4	CD8a
	CD19	CD25	FOXP3
Mouse	CD3	CD4	CD8a
	CD25	CD45	CD206
	F4/80	CD11b	IgG1, κ Isotype Control
Rat	CD4	CD8a	

每支抗體皆經 Flow cytometry 確認過



細胞/動物實驗專用抗體

Selleckchem.com
Inhibitor Expert

● In Vivo Antibody 系列

應用於體內實驗

- ✓ 目標: 針對免疫細胞表面受體, 或細胞因子
- ✓ 應用: 於細胞或動物體內抑制 growth factor receptor 而抑制生長、阻擋 immuncheckpoint receptor 而活化免疫細胞、中和細胞因子抑制其作用 (僅供研究用使用, 禁止用於人體)
- ✓ 優點: 1. 高純度 (>95%) 3. 划算大包裝 (>5mg)
2. 低內毒素 (<1 EU/mg) 4. 單純 PBS 配方, 無添加物 Preservative, Stabilizer, Carrier



InVivo Antibody: 獨家研發抗體

Target	產品名稱	貨號
CD3	Anti-human CD3-InVivo	A2111
CD3ε	Anti-mouse CD3ε-InVivo	A2104
CD4	Anti-mouse CD4-InVivo	A2101
CD8α	Anti-mouse CD8α-InVivo	A2102
CD16/CD32	Anti-mouse CD16/CD32-InVivo	A2110
CD28	Anti-mouse CD28-InVivo	A2108
CD40L	Anti-mouse CD40L (CD154)-InVivo	A2112
CTLA-4	Anti-mouse CTLA-4 (CD152)-InVivo	A2103
IFNγ	Anti-mouse IFNγ-InVivo	A2105
IL-2Rα	Anti-mouse CD25 (IL-2Rα)-InVivo	A2107
IL-4	Anti-mouse IL-4-InVivo	A2109
NK1.1	Anti-mouse NK1.1-InVivo	A2114
TGF-β	Anti-human/mouse TGF-β-InVivo	A2113
x	Mouse IgG1 isotype control-InVivo	A2106

Therapeutic Antibody: 多篇文獻證明效果

Target	產品名稱	貨號
CD20	Rituximab (anti-CD20)	A2009
CTLA-4	Ipilimumab (anti-CTLA-4)	A2001
EGFR	Cetuximab (anti-EGFR)	A2000
HER2	Trastuzumab (anti-HER2)	A2007
	Pertuzumab (anti-HER2)	A2008
IL-6R	Tocilizumab (anti-IL-6R)	A2012
IL-6Rα	Sarilumab (anti-IL-6Rα)	A2011
PD-1	Nivolumab (anti-PD-1)	A2002
	Pembrolizumab (anti-PD-1)	A2005
	Camrelizumab (anti-PD-1)	A2016
	Spartalizumab (anti-PD-1)	A2017
PD-L1	Atezolizumab (anti-PD-L1)	A2004
	Durvalumab (anti-PD-L1)	A2013
TNF-alpha	Adalimumab (anti-TNF-alpha)	A2010
VEGF	Bevacizumab (anti-VEGF)	A2006
VEGFR2	Ramucirumab (anti-VEGFR2)	A2003

Antibody

Anti-idiotypic (anti-ID) Antibody

● Anti-idiotypic (anti-ID) Antibody

為針對抗體藥的抗體


兩大用途:

1. 病人體內抗體藥的 Pharmacokinetic (PK) 研究: 幫助發展生物相似性抗體藥
2. 抗體藥免疫性 Anti-drug antibody (ADA) 研究: 當作正控制組



GenScript
Make Research Easy

GenScript 亦提供 Anti-idiotypic Ab 客製化服務



產品列表

- Anti-Adalimumab/Humira (Target: TNF alpha)
- Anti-Atezolizumab/Tecentriq (Target: PD-L1)
- Anti-Bevacizumab/Avastin (Target: VEGF-A)
- Anti-Cetuximab/Erbitux (Target: EGF receptor)
- Anti-Daratumumab/Darzalex (Target: CD38)
- Anti-Durvalumab/Imfinzi (Target: CD274)
- Anti-Ipilimumab/Yervoy (Target: CTLA-4)
- Anti-Nivolumab/Opdivo (Target: PD-1)
- Anti-Obinutuzumab/Gazyva (Target: CD20)
- Anti-Pembrolizumab/Keytruda (Target: PD-1)
- Anti-Rituximab/Rituxan (Target: CD20)
- Anti-Tocilizumab/Actemra (Target: IL-6 receptor)

抗體實驗 Buffer

Elabscience®

Elabscience 提供高品質抗體，且精通所有抗體實驗，特別分享內部抗體實驗測試 Buffer，節省您配置的時間，且大幅提供實驗成功率。

所有產品任意搭配

2件88折、3件77折、4件66折

Elabscience ELISA 套組內容
大方分享，歡迎選購!!

一、酵素連結免疫吸附分析法 ELISA 專用 Buffer & 試劑

實驗應用	貨號	產品名稱	包裝	售價
Coating**	E-ELIR-001	ELISA Plate Coating Buffer(1 ×)	100mL	450
			1000mL	2,100
	E-ELIR-002	ELISA Plate Coating Buffer(5 ×)	100mL	1,650
			1000mL	4,950
Blocking	E-ELIR-003	ELISA Plate Blocking Buffer	100mL	1,450
			1000mL	4,550
Wash	E-ELIR-004	Wash Buffer for Sandwich-ELISA(25 ×)	100mL	450
			1000mL	2,100
	E-ELIR-005	Wash Buffer for Competitive-ELISA(25 ×)	100mL	450
			1000mL	2,100
TMB	E-IR-R201	One-component TMB Substrate	30mL	1,400
			100mL	3,300
			500mL	11,650
			1000mL	17,750
Stop	E-ELIR-006	Stop Solution	100mL	450
			1000mL	2,100
Sample	E-ELIR-011	Sample Diluent	100mL	850
			1000mL	4,150
Antibody	E-ELIR-007	HRP-conjugate Stabilizer	10mL	1,450
			100mL	4,550
			500mL	11,650
	E-ELIR-008	HRP-conjugate Diluent	100mL	850
			1000mL	4,150
	E-ELIR-009	Biotinylated Antibody Stabilizer	10mL	1,450
			100mL	4,550
			500mL	11,650
E-ELIR-010	Biotinylated Antibody Diluent	100mL	850	
		1000mL	4,150	

Antibody

* Elabscience 亦提供完整的 ELISA 套組，直接使用最方便，歡迎來電詢問。

**盟基提供 ELISA 加速器：分子吸附超效儀 MAS (#SW-MAS-01)，coating 只要5-10分鐘，歡迎來電詢問。

二、組織免疫染色 IHC 專用 Buffer & 試劑

實驗應用	貨號	產品名稱	包裝	售價
Decalcification	E-IR-R112	EDTA Decalcification Solution	100mL	1,200
			500mL	3,750
			1000mL	7,000
Antigen retrieval	E-IR-R104	10× Antigen Retrieval Solution pH 9.0 for IHC	100mL	2,350
			500mL	7,700
			1000mL	13,950
	E-IR-R105	10× Antigen Retrieval Solution pH 6.0 for IHC	100mL	2,350
			500mL	7,700
			1000mL	13,950
E-IR-R109	Proteinase K Reagent	1mL	950	
		5mL	2,800	
		10mL	4,650	
Inactivation	E-IR-R115	Endogenous Peroxidase Blocking Buffer	10mL	700
			20mL	950
			50mL	1,400
Blocking	E-IR-R110	Normal Goat Serum (Ready-to-Use)	5mL	500
			10mL	700
			50mL	950
	E-IR-R111	10× Normal Goat Serum	5mL	700
10mL			950	
Chromogen	E-IR-R101	DAB Detection Kit (20×)	1mL	1,650
			3mL	2,750
			6mL	4,000
Nuclear Staining	E-IR-R120	Hematoxylin staining Buffer	5mL	1,200
			15mL	2,800
			50mL	7,950
HE Kit	E-IR-R117	HE staining Kit	10mL	1,650
			50mL	7,000
			100mL	11,200
Mounting	E-IR-R118	Neutral Balsam	5mL	950
			15mL	1,900
			50mL	4,650



三、抗體實驗通用 Buffer & 試劑

實驗應用	貨號	產品名稱	包裝	售價
Wash	E-BC-R335	TBST Buffer (10×)	100mL	500
			200mL	700
			500mL	950
Blocking	E-IR-R107	5% BSA Blocking Buffer	5mL	400
			10mL	500
			50mL	1,400
Permeabilization	E-IR-R122	Triton X-100	10mL	700
			50mL	1,900
			100mL	2,800
Dilution	E-IR-R106	Antibody Dilution Buffer	10mL	500
			50mL	1,400
			100mL	2,350

